

AGITATORE MAGNETICO CON RISCALDATORE

AGITATORE M3-D digitale

Piattello quadrato in vetroceramica, con riscaldamento

- Display LCD, lettura in tempo reale:

Visualizzazione del valore selezionato e del valore attuale. Monitoraggio in tempo reale della temperatura e velocità.

- Piattello in vetroceramica bianca: É adatto per l'osservazione di colori o di variazioni di colore (per esempio durante la titolazione, ecc.)
- Controllo accurato di temperatura e velocità:



La tecnologia di controllo applicata garantisce, effettivamente, un'ottima precisione per temperatura e velocità

- Avviso riscaldamento residuo: Segnale di pericolo indicante la presenza di calore residuo dopo aver spento il riscaldamento dell'agitatore. Il display visualizza "Hot" quando la temperatura del piattello supera i 50 °C
- Temperatura di sicurezza regolabile: Sistema per il controllo della temperatura di sicurezza regolabile tra 100 e 580 °C. In caso di superamento della temperatura di sicurezza selezionata, il sistema blocca il riscaldamento.