

BILANCIA DA LABORATORIO

6 kg / 100mg



Bilancia di precisione che, grazie alle caratteristiche di portata e sensibilità, permette di soddisfare la tab. VI FU ed. XII, sostituendo la bilancia obbligatoria da 2 Kg.

E' dotata di grande display LCD retroilluminato con indicatore grafico di portata e dispone della funzione di tara, pesatura in percentuale e di contapezzi per confezionare flaconi di capsule.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Portata:	6.000 g
Sensibilità:	100 mg
Piatto:	mm 150 x 150
Dimensioni:	mm 190 x 220 x 60