

# BILANCIA DA LABORATORIO



**600g / 1mg**



Bilancia di precisione con tecnologia a compensazione elettromagnetica omologata agli usi commerciali. Presenta varie unità di lettura quali il peso in milligrammi, in percentuale per eseguire ricette senza calcoli ed infine la funzione di contapezzi per confezionare ad esempio flaconi di capsule.

E' dotata di ampio display grafico retroilluminato per permettere un'ottima e precisa lettura dei risultati, di protezione paravento laterale per diminuire al minimo le influenze esterne ed è dotata di funzione autocalibrante con peso interno motorizzato per avere sempre e mantenere la massima precisione della pesata.

Infine l'interfaccia seriale RS 232 permette il collegamento ed il trasferimento dei dati ad un PC.

Le caratteristiche di portata e sensibilità permettono a questa bilancia omologata di soddisfare la tab. VI della FU XII edizione, sostituendo entrambe le bilance obbligatorie.

## CARATTERISTICHE TECNICHE

Portata:	g 600
Sensibilità:	1 milligrammo
Piatto:	mm 128 x 128
Dimensioni:	mm 210 x 335 x 157
Peso :	kg 2,8