

# CAPPA HEPA FILTER LITE

Cappa da banco per manipolazione di polveri sottili dotato di prefiltro e filtro HEPA ad alta efficienza per garantire la massima sicurezza sia all'operatore che all'ambiente.

La dimensione del piano di lavoro di cm 62x40 permette di inserire all'interno strumentazione di vario genere e di operare in completa sicurezza.

La costruzione interamente in Acciaio Inox AISI 430 è garanzia di igienicità e resistenza.

Filtro HEPA per polveri con efficienza 99,999% su particelle di 0,3 micron (D.O,P. test), illuminazione interna a LED, flusso d'aria con velocità > di 0,5 mt/s sul frontale, basso assorbimento elettrico, rumorosità di 62 db.

## CARATTERISTICHE TECNICHE:

Costruzione interamente in Acciaio Inox

Filtro HEPA

Prefiltro polveri grossolane

Portello laterale per sostituzione filtri

Motore ad alta efficienza

Basso assorbimento elettrico solo 105W

Rumorosità 62 db

Portata 350 mc/h

Dimensioni cm 63x41x85h

Dimensioni apertura frontale cm 63x47

Illuminazione interna a LED

Interruttore ON/OFF luminoso

Cavo alimentazione mt 1,5

Fusibile di sicurezza

Alimentazione 220V 50/60 Hz

